



6

Hypophysektomie-Instrumente

Pituitary Instruments




• Spekula <i>Specula</i>	176-177
• Meißel, Hammer <i>Chisels, Mallets</i>	178
• Pinzetten <i>Forceps</i>	179
• Hypophysenspiegel <i>Mirrors</i>	179
• Mikro-Küretten <i>Micro Curettes</i>	180-187, 190, 192-193
• Mikro-Raspatorien <i>Micro Raspatories</i>	180-181, 192-193
• Mikro-Dissektoren <i>Micro Dissectors</i>	188-189, 192-193
• Mikro-Enucleatoren <i>Micro Enucleators</i>	188-191
• Mikro-Häkchen <i>Micro Hooks</i>	190-193
• Mikro-Löffel <i>Micro Spoons</i>	190, 192-193
• Mikro-Scheren <i>Micro Scissors</i>	194
• Mikro-Zängchen <i>Micro Forceps</i>	194



1/2

CUSHING-LANDOLT
15-11-101
90 x 15 mm



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe
Size

CUSHING-LANDOLT

- 15-11-100**
- 15-11-101**
- 15-11-102**

- 70 x 15 mm
- 90 x 15 mm
- 110 x 15 mm

Spekula für transspheoidale Hypophysektomie
Specula for transspheoidal Hypophysectomy



1/2

LANDOLT
15-11-103
210 mm
8 1/4"

LANDOLT

15-11-103

210 mm / 8 1/4"

Spreizzange zum Spreizen der Spekula **15-11-100**
bis **15-11-102**
Spreader for Specula **15-11-100** to **15-11-102**

Lieferbare Ausführungen / Deliverable models

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet

Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-101




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet

Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 15-11-101 B





Artikel-Nr. Cat. No.	Größe Size
06-06-589	80 x 11 mm
06-06-590	90 x 13 mm
06-06-591	100 x 15 mm
Spekula für transspheoidale Hypophysektomie <i>Specula for transsphenoidal Hypophysectomy</i>	
20-05-749	Spannschlüssel für Spekula 06-06-589 bis 06-06-591 <i>Key for specula 06-06-589 to 06-06-591</i>

PAPAVERO-CASPAR




1/2

PAPAVERO-CASPAR
06-06-590
90 x 13 mm

06-06-595	Spreizer für Spekula 06-06-589 bis 06-06-591 <i>Spreader for specula 06-06-589 to 06-06-591</i>
------------------	--

PAPAVERO-HARTMANN



1/2




1/2


PAPAVERO-HARTMANN
06-06-595

15-11-089	80 x 7 mm
15-11-090	90 x 7 mm
15-11-104	100 x 7 mm
Selbsthaltende Nasenspekula, als Einführungshilfe für Spekula 06-06-589 bis 06-06-591 . <i>Selfretaining Nasal Speculas, as introducer for 06-06-589 to 06-06-591.</i>	

COTTLE



1/2



1/2

COTTLE
15-11-090
90 x 7 mm

Lieferbare Ausführungen / Deliverable models

Standard Line

Oberfläche matt gebürstet
Surface polished

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-595



Index




Black Line

Oberfläche schwarz, titanbeschichtet
Surface black, titanium-coated

Bestellbeispiel / How to order: 06-06-595 B





1/2

COTTLE
15-12-301
180 mm
7"

	Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
COTTLE	15-12-301	180 mm / 7" Meißel, 4 mm breit / Chisel, 4 mm wide
	15-12-302	180 mm / 7" Meißel, 7 mm breit / Chisel, 7 mm wide
	15-12-303	180 mm / 7" Meißel, 9 mm breit / Chisel, 9 mm wide
	15-12-304	180 mm / 7" Meißel, 12 mm breit / Chisel, 12 mm wide



1/2

PAPAVERO
06-06-610
220 mm
8³/₄"


PAPAVERO	06-06-610	220 mm / 8 ³ / ₄ " Meißel, 4 mm breit / Chisel, 4 mm wide
-----------------	------------------	--



1/2

COTTLE
06-12-038
180 mm
7"





COTTLE	06-12-038	180 mm / 7" ø 30 mm, 240 g 1 Seite flach, 1 Seite convex 1 side flat, 1 side convex
---------------	------------------	--



1/2

06-04-083
215 mm
8 1/2"

Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length	
06-04-083	215 mm / 8 1/2" Schaftlänge 140mm / 5 1/2" Length of shaft 140mm / 5 1/2"	LANDOLT

06-74-645	135 mm / 5 1/4" Spiegel, passend für Spiegelgriff 06-54-649 Mirror, for mirror handle 06-54-649		1/1 6 mm
06-74-646	135 mm / 5 1/4" Spiegel, passend für Spiegelgriff 06-54-649 Mirror, for mirror handle 06-54-649		1/1 8 mm
06-74-647	135 mm / 5 1/4" Spiegel, passend für Spiegelgriff 06-54-649 Mirror, for mirror handle 06-54-649		1/1 10 mm
06-74-648	135 mm / 5 1/4" Spiegel, passend für Spiegelgriff 06-54-649 Mirror, for mirror handle 06-54-649		1/1 12 mm



1/2


06-74-648
135 mm
5 1/4"






06-74-649	150 mm / 6" Spiegelgriff, für Spiegel 06-54-645 bis 06-54-648 Mirror Handle, for mirrors 06-54-645 to 06-54-648	
------------------	---	--

1/1

06-74-649
150 mm
6"






		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 1/1 ø 6,5 mm	NICOLA	06-06-616	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, biegsam, nach rechts schneidend, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, cutting to the right, curved up</i>
 1/1 ø 6,5 mm	NICOLA	06-06-617	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, biegsam, nach links schneidend, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, cutting to the left, curved up</i>
  1/1 ø 6,5 mm	NICOLA	06-06-618	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, biegsam, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, curved up</i>
 1/1	NICOLA	06-06-619	215 mm / 8 ¹ / ₄ " Raspatorium, abwärts gebogen <i>Raspatory, curved down</i>

2/3

NICOLA
06-06-616
260 mm
10¹/₄"






Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-06-616T	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, nach rechts schneidend, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, cutting to the right, curved up</i>	NICOLA	 1/1 Ø 6,5 mm
06-06-617T	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, nach links schneidend, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, cutting to the left, curved up</i>	NICOLA	 1/1 Ø 6,5 mm
06-06-618T	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, aufwärts gebogen <i>Curette, malleable, curved up</i>	NICOLA	 1/1 Ø 6,5 mm
06-06-619T	215 mm / 8 ¹ / ₄ " Raspatorium, abwärts gebogen <i>Raspatory, curved down</i>	NICOLA	 1/1




2/3

NICOLA
06-06-616T
260 mm
10¹/₄"
TITAN / TITANIUM

**HARDY**Artikel-Nr.
Cat. No.**06-06-631**Gesamtlänge
Total length260 mm / 10¹/₄"Kürette, biegsam, aufwärts gewinkelt
Curette, malleable, angled up**HARDY****06-06-632**260 mm / 10¹/₄"Kürette, biegsam, aufwärts gewinkelt
Curette, malleable, angled up

2/3

HARDY
06-06-631
260 mm
10¹/₄"




Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-06-631T	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, aufwärts gewinkelt / <i>Curette, angled up</i>	HARDY	 1/1 ø 4 mm
06-06-632T	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, aufwärts gewinkelt / <i>Curette, angled up</i>	HARDY	 1/1 ø 6 mm



2/3


HARDY
06-06-631T
260 mm
10¹/₄"
TITAN / TITANIUM



2/3

HARDY
06-56-602
240 mm
9 1/2"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
<p>1/1 ø 3 mm</p>	HARDY	06-56-601	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, aufwärts gewinkelt ø 3.0 mm, angled up
		06-56-602	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, aufwärts gewinkelt ø 5.0 mm, angled up
<p>1/1 ø 3 mm</p>	HARDY	06-56-603	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, abwärts gewinkelt ø 3.0 mm, angled down
		06-56-604	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, abwärts gewinkelt ø 5.0 mm, angled down
<p>1/1 ø 3 mm</p>	HARDY	06-56-605	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, 90° rechts gewinkelt ø 3.0 mm, 90° right angled
		06-56-606	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, 90° rechts gewinkelt ø 5.0 mm, 90° right angled
<p>1/1 ø 5 mm</p>	HARDY	06-56-607	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, 45° links gewinkelt ø 3.0 mm, 45° left angled
		06-56-608	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, 45° links gewinkelt ø 5.0 mm, 45° left angled
<p>1/1 ø 5 mm</p>	HARDY	06-56-612	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, rechts gebogen ø 3.0 mm, curved right
		06-56-613	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, rechts gebogen ø 5.0 mm, curved right
<p>1/1 ø 5 mm</p>	HARDY	06-56-614	240 mm / 9 1/2" ø 3,0 mm, links gebogen ø 3.0 mm, curved left
		06-56-615	240 mm / 9 1/2" ø 5,0 mm, links gebogen ø 5.0 mm, curved left





Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-56-601T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, aufwärts gewinkelt ø 3.0 mm, angled up	HARDY	 1/1 ø 3 mm
06-56-602T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, aufwärts gewinkelt ø 5.0 mm, angled up		
06-56-603T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, abwärts gewinkelt ø 3.0 mm, angled down	HARDY	 1/1 ø 3 mm
06-56-604T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, abwärts gewinkelt ø 5.0 mm, angled down		
06-56-605T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, 90° rechts gewinkelt ø 3.0 mm, 90° right angled	HARDY	 1/1 ø 3 mm
06-56-606T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, 90° rechts gewinkelt ø 5.0 mm, 90° right angled		
06-56-607T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, 45° links gewinkelt ø 3.0 mm, 45° left angled	HARDY	 1/1 ø 5 mm
06-56-608T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, 45° links gewinkelt ø 5.0 mm, 45° left angled		
06-56-612T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, rechts gebogen ø 3.0 mm, curved right	HARDY	 1/1 ø 5 mm
06-56-613T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, rechts gebogen ø 5.0 mm, curved right		
06-56-614T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 3,0 mm, links gebogen ø 3.0 mm, curved left	HARDY	 1/1 ø 5 mm
06-56-615T	240 mm / 9 ¹ / ₂ " ø 5,0 mm, links gebogen ø 5.0 mm, curved left		



2/3

HARDY
06-56-602T
240 mm
9¹/₂"
TITAN / TITANIUM



RAY


Artikel-Nr.
Cat. No.

06-06-611

Gesamtlänge
Total length

180 mm / 7¹/₈"

Kürette, horizontal 45° / Curette, horizontal 45°



RAY


06-06-614

180 mm / 7¹/₈"

Kürette, vertikal 45° / Curette, vertical 45°

1/1

RAY
06-06-611
180 mm
7¹/₈"



Artikel-Nr.
Cat. No.


Gesamtlänge
Total length

06-06-611T

180 mm / 7¹/₈"

Kürette, horizontal 45° / Curette, horizontal 45°

RAY




06-06-614T

180 mm / 7¹/₈"


Kürette, vertikal 45° / Curette, vertical 45°

RAY










1/1


RAY
06-06-611T
180 mm
7¹/₈"
TITAN / TITANIUM



2/3

HARDY
06-06-650
245 mm
9³/₄"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 1/1	HARDY	06-06-620	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, rechts / <i>Enucleator, blunt, right</i>
		06-06-650	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, links / <i>Enucleator, blunt, left</i>
 1/1	HARDY	06-06-621	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, rechts / <i>Enucleator, blunt, right</i>
		06-06-651	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, links / <i>Enucleator, blunt, left</i>
 1/1	HARDY	06-06-622	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, rechts / <i>Enucleator, sharp, right</i>
		06-06-652	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, links / <i>Enucleator, sharp, left</i>
 1/1	HARDY	06-06-623	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, rechts / <i>Enucleator, sharp, right</i>
		06-06-653	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, links / <i>Enucleator, sharp, left</i>
 1/1	HARDY-FAHLBUSCH	06-06-608	245 mm / 9 ³ / ₄ " Dissektor, innen scharf <i>Dissector, sharpened inner edge</i>
 1/1	HARDY-FAHLBUSCH	06-06-609	245 mm / 9 ³ / ₄ " Dissektor, innen scharf <i>Dissector, sharpened inner edge</i>
 1/1	HARDY	06-06-624	245 mm / 9 ³ / ₄ " Implantationsgabel / <i>Implant Fork</i>










Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-06-620T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, rechts / <i>Enucleator, blunt, right</i>	HARDY	 1/1
06-06-650T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, links / <i>Enucleator, blunt, left</i>		
06-06-621T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, rechts / <i>Enucleator, blunt, right</i>	HARDY	 1/1
06-06-651T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, stumpf, links / <i>Enucleator, blunt, left</i>		
06-06-622T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, rechts / <i>Enucleator, sharp, right</i>	HARDY	 1/1
06-06-652T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, links / <i>Enucleator, sharp, left</i>		
06-06-623T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, rechts / <i>Enucleator, sharp, right</i>	HARDY	 1/1
06-06-653T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Enukleator, scharf, links / <i>Enucleator, sharp, left</i>		
06-06-608T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Dissektor, innen scharf <i>Dissector, sharpened inner edge</i>	HARDY-FAHLBUSCH	 1/1
06-06-609T	245 mm / 9 ³ / ₄ " Dissektor, innen scharf <i>Dissector, sharpened inner edge</i>	HARDY-FAHLBUSCH	 1/1



2/3


HARDY
06-06-650T
245 mm
9³/₄"
TITAN / TITANIUM



		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
 <p>1/1</p>	LANDOLT	06-06-625	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Eukleator, stumpf, biegsam, rechts <i>Eucleator, blunt, malleable, right</i>
		06-06-655	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Eukleator, stumpf, biegsam, links <i>Eucleator, blunt, malleable, left</i>
 <p>1/1</p>	LANDOLT	06-06-626	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Eukleator, stumpf, biegsam, rechts <i>Eucleator, blunt, malleable, right</i>
		06-06-656	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Eukleator, stumpf, biegsam, links <i>Eucleator, blunt, malleable, left</i>
 <p>1/1</p>	LANDOLT	06-06-627	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, biegsam / <i>Curette, malleable</i>
 <p>1/1</p>	LANDOLT	06-06-628	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Löffel, biegsam / <i>Spoon, malleable</i>
 <p>1/1</p>	LANDOLT	06-06-629	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Stumpfes Häkchen, biegsam / <i>Blunt Hook, malleable</i>
 <p>1/1</p>	HOSOBUCHI	06-06-630	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Gabelspatel, fest / <i>Fork Spatula, rigid</i>

2/3

LANDOLT
06-06-625
260 mm
10¹/₄"




Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length		
06-06-625T Enukleator, stumpf, rechts <i>Enucleator, blunt, right</i>	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT	 1/1
06-06-655T Enukleator, stumpf, links <i>Enucleator, blunt, left</i>	260 mm / 10 ¹ / ₄ "		
06-06-626T Enukleator, stumpf, rechts <i>Enucleator, blunt, right</i>	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT	 1/1
06-06-656T Enukleator, stumpf, links <i>Enucleator, blunt, left</i>	260 mm / 10 ¹ / ₄ "		
06-06-629T Stumpfes Häkchen / <i>Blunt Hook</i>	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT	 1/1



2/3


LANDOLT
06-06-625T
260 mm
10¹/₄"
TITAN / TITANIUM



2/3

FAHLBUSCH
06-06-635
260 mm
10¹/₄"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Gesamtlänge Total length
<p>¹/₁ ø 2 mm</p>	FAHL-BUSCH	06-06-635	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Löffel, biegsam / Spoon, malleable
<p>¹/₁ ø 2,5 mm</p>	FAHL-BUSCH	06-06-637	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, biegsam / Curette, malleable
<p>¹/₁ ø 2,5 mm</p>	LANDOLT-REULEN	06-06-642	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Kürette, fest / Curette, rigid
<p>¹/₁ ø 2,2 mm</p>	LANDOLT-REULEN	06-06-640	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Raspatorium, fest / Raspatory, rigid
<p>¹/₁ ø 3,2 mm</p>	LANDOLT-REULEN	06-06-641	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Raspatorium, fest / Raspatory, rigid
<p>¹/₁</p>	LANDOLT-REULEN	06-06-643	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Stumpfes Häkchen, fest / Blunt Hook, rigid
<p>¹/₁ ø 2 mm</p>	LANDOLT-REULEN	06-06-644	260 mm / 10 ¹ / ₄ " Dissektor, fest / Dissector, rigid




Artikel-Nr. Cat. No.		Gesamtlänge Total length		
06-06-635T	Löffel / Spoon	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	FAHL-BUSCH	 1/1 ø 2 mm
06-06-637T	Kürette / Curette	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	FAHL-BUSCH	 1/1 ø 2,5 mm
06-06-642T	Kürette / Curette	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT-REULEN	 1/1 ø 2,5 mm
06-06-640T	Raspatorium / Raspatory	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT-REULEN	 1/1 ø 2,2 mm
06-06-641T	Raspatorium / Raspatory	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT-REULEN	 1/1 ø 3,2 mm
06-06-643T	Stumpfes Häkchen / Blunt Hook	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT-REULEN	 1/1
06-06-644T	Dissektor / Dissector	260 mm / 10 ¹ / ₄ "	LANDOLT-REULEN	 1/1 ø 2 mm








2/3

FAHLBUSCH
06-06-635T
260 mm
10¹/₄"
TITAN / TITANIUM



1/2

NICOLA
06-04-226
165 mm
6 1/2"

		Artikel-Nr. Cat. No.	Schaftlänge Length of shaft
 <p>1/1</p>	FAHL-BUSCH	06-04-220	165 mm / 6 1/2" Mikro-Schere gebogen, horizontal schneidend <i>Micro Scissors, curved, horizontal cutting</i>
 <p>1/1</p>	NICOLA	06-04-226	165 mm / 6 1/2" Mikro-Schere, gerade <i>Micro Scissors, straight</i>
 <p>1/1</p>	NICOLA	06-04-228	115 mm / 4 1/2" Mikro-Schere, gebogen <i>Micro Scissors, curved</i>
 <p>1/1</p>	YASARGIL-NICOLA	06-04-222	165 mm / 6 1/2" scharfe Zange, gerade <i>Forceps Scoop-shaped, straight</i>
 <p>1/1</p>	CASPAR	06-04-224	165 mm / 6 1/2" Falz zange, gerade / <i>Forceps, straight</i>